

2023年5月25日

お客様 各位

メピレックス® ボーダー プロテクト(295066/295660)一部規格販売終了のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今年1月にご案内させていただいております「メピレックス® ボーダー プロテクト」の一部規格を販売終了いたします。世界的に需要が高まり、供給が追いつかず、お客様にはご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。代替品をご用意しておりますので、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代替品は、Safetac® テクノロジー（ソフトシリコン粘着剤）にY字カットのフレックステクノロジーを加え、柔軟性を持たせた製品です。可動域に追従することで貼付時の皮膚への負担を軽減し患者さまの快適性をより向上させます。

製品番号、規格等は下記をご確認下さい。

今後も弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白
メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部

記

製品名：メピレックス® ボーダー プロテクト

【販売終了規格】

| 種別 | 製品番号 | 製品サイズ (cm) | パッドサイズ (cm) | 入り数 枚/箱 [RET] | 入り数 箱/ケース [TRP] | JAN/EAN コード | 終売予定 |
|------|--------|------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| スクエア | 295266 | 7×7.5 | 4×4.5 | 10 | 8 | 7323190156467 | 在庫消尽次第で販売終了 |
| | 295066 | 10×12.5 | 6.5×8.5 | 10 | 8 | 7323190161256 | 2023年5月販売終了 |
| | 295660 | 17×20 | 13×16 | 5 | 8 | 7332551194307 | |

【代替品】

| 種別 | 製品番号 | 製品サイズ (cm) | パッドサイズ (cm) | 入り数 枚/箱 [RET] | 入り数 箱/ケース [TRP] | JAN/EAN コード |
|------|--------|------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| スクエア | 595211 | 7.5×7.5 | 4.5×4.5 | 10 | 5 | 7323190193134 |
| | 595011 | 12.5×12.5 | 8.5×8.5 | 10 | 8 | 7323190185641 |
| | 595611 | 15×20 | 11×16 | 10 | 12 | 7323190185689 |

製造販売元：メンリッケヘルスケア株式会社

発売日/受注開始日：2023年1月17日（火）

一般的名称：無（雑品）

JMDMコード・届け出番号・管理区分：無

価格・荷姿：別紙ご確認ください。

流通単位は「箱[RET]」単位です。

メピレックス® ボーダー プロテクト パッケージ画像

| | 販売終了製品 | 代替品 |
|-----|---|--|
| 外箱 |  <p>Mepilex® Border WITH SAFETAC® TECHNOLOGY 17 x 20 cm メピレックス Safetac MÖLNLYCKE HEALTH CARE</p> |  <p>Mölnlycke® Mepilex® Border Flex Self-adherent soft silicone foam dressing メピレックス Safetac 15 x 20cm / 6 x 8in</p> |
| 個包装 |  |  |

- 製品に関するお問い合わせ
 ウンドケア事業部 E-mail: mhcjapanwcmarketing@molnlycke.com
 TEL:03-6279-0991
- ご注文・出荷に関するお問い合わせ
 サプライチェーン部 TEL:03-6914-5008 / FAX:03-5909-1143

以上