

2023年1月

お客様 各位

メピレックス® ボーダー プロテクト スクエア/楕円 規格追加のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「メピレックス® ボーダー プロテクト」のサイズ展開として6規格を追加発売いたします。当製品は、皮膚にやさしいSafetac®テクノロジー（ソフトシリコン粘着剤）と5層構造が特徴のメピレックス ボーダーにフレックステクノロジーを加え、製品の柔軟性を持たせた製品です。可動域に追従することで貼付時の皮膚への負担を軽減し、患者さまの快適性を提供いたします。

今後も弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部

記

製品名：メピレックス® ボーダー プロテクト
【追加製品】

種別	製品番号	製品サイズ (cm)	ハットサイズ (cm)	入り数 枚/箱 【RET】	入り数 箱/ケース 【TRP】	JAN/EANコード
スクエア	595211	7.5×7.5	4.5×4.5	10	5	7323190193134
	595011	12.5×12.5	8.5×8.5	10	8	7323190185641
	595611	15×20	11×16	10	12	7323190185689
楕円	583300	13×16	85 cm ²	5	7	7323190233342
	583400	15×19	134 cm ²	5	9	7323190233380
	583500	7.8×10	15 cm ²	5	10	7323190233304

製造販売元：メンリッケヘルスケア株式会社

発売日/受注開始日：2023年1月17日（火）

一般的名称：無（雑品）

JMDMコード・届け出番号・管理区分：無

価格・荷姿：別紙ご確認ください。

流通単位は「箱【RET】」単位です。

■ 製品に関するお問い合わせ

ウンドケア事業部 E-mail: mhcjapanwcmarketing@mölnlycke.com
TEL:03-6279-0991

■ ご注文・出荷に関するお問い合わせ

サプライチェーン部 TEL:03-6914-5008 / FAX:03-5909-1143

以上