

2021年12月

お客様 各位

メピレックス® ボーダー Post-Op Ag 抗菌性創傷被覆保護材 新発売のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「メピレックス® ボーダー Post-Op Ag」を発売致します。当製品は、皮膚に優しい Safetac® (ソフトシリコン粘着剤) を使用し、パッド部分に柔軟性と銀による抗菌性を持たせたドレッシング材です。これにより、ドレッシング材に関連する皮膚トラブルをおさえ、術後創傷における手術部位感染の低減(予防)が期待されます。

今後も弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白
メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部

記

製品名:メピレックス® ボーダー Post-Op Ag

製品番号	製品サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入り数箱 (枚/箱)	入り数 (箱/ケース)	JAN/EANコード
498300	10×15	5×10	5	70	7323190142439
498400	10×20	5×15	5	25	7323190142477
498450	10×25	5×20	5	35	7323190142514
498600	10×30	5×25	5	25	7323190142552
498650	10×35	5×30	5	60	7323190142590

管理区分: 高度管理医療機器(クラス III)

一般名称: 抗菌性創傷被覆・保護材

JMDNコード: 34614000

承認番号: 30300BZX00154000

製造販売元: メンリッケヘルスケア株式会社

発売日: 2022年2月1日(火)

受注開始日: 2021年12月17日(金)

価格・荷姿: 別紙ご確認ください。

■ 製品に関するお問い合わせ

ウンドケア事業部 TEL:03-6279-0991

■ ご注文・出荷に関するお問い合わせ

サプライチェーン部 TEL:03-6914-5008 / FAX:03-5909-1143